



# Eco Dosimat

2.1007.0010

L'Eco Dosimat è un dispenser universale con agitatore magnetico incorporato e display touch screen.

Aumentate l'efficienza e la precisione nei classici compiti di laboratorio

- nella misurazione precisa dei volumi;
- nella titolazione manuale;
- nella produzione di standard ionici;
- nel dosaggio controllato con velocità di dosaggio preimpostata.

Per tutte le attività svolte può essere salvato o stampato in formato PDF un documento conforme GLP.

Incl. cavo a pulsante per il controllo manuale della titolazione e del dosaggio.

Unità cilindriche a scelta libera da 5, 10, 20 e 50 mL.

Parti incluse 2.1007.0010

| Qt. | Order no. | Descrizione |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

|       |             |             |
|-------|-------------|-------------|
| 1 PCS | 1.1007.0010 | Eco Dosimat |
|-------|-------------|-------------|

L'Eco Dosimat è un dispenser universale con agitatore magnetico incorporato e display touch screen.

Aumentate l'efficienza e la precisione nei classici compiti di laboratorio

- nella misurazione precisa dei volumi;
- nella titolazione manuale;
- nella produzione di standard ionici;
- nel dosaggio controllato con velocità di dosaggio preimpostata.



Per tutte le attività svolte può essere salvato o stampato in formato PDF un documento conforme GLP.

Incl. cavo a pulsante per il controllo manuale della titolazione e del dosaggio.

Unità cilindriche a scelta libera da 5, 10, 20 e 50 mL.

---

|       |            |                          |
|-------|------------|--------------------------|
| 1 PCS | 6.1446.030 | Ball stopper / B-14/(15) |
|-------|------------|--------------------------|

Per il supporto mobile della punta di buretta nelle celle di titolazione




---

|       |            |                      |
|-------|------------|----------------------|
| 1 PCS | 6.1446.080 | Tappo filettato / M8 |
|-------|------------|----------------------|



1 PCS

6.1543.060

Punta / filettatura M6

Punta con filettatura M6. Costituisce una punta di buretta completa 6.1537.010 insieme con il tubo capillare 6.1805.160 e il supporto per buretta orientabile 6.1446.030.



1 PCS

6.1543.200

Punta di titolazione / filettatura M6

Punta di titolazione con valvola antidiffusione.



1 PCS

6.1602.105

Sifone per bottiglia / GL 45 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura GL 45.



1 PCS

6.1619.010

Assorbitore completo per Unità Intercambiabili



2 PCS      6.1805.090      Tubi in FEP / M6 / 31 cm  
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



---

1 PCS      6.1805.100      Tubo in FEP / M6 / 40 cm  
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



---

1 PCS      6.1819.020      Tubo  
Per fori con filettatura M6. Per attacchi delle bottiglie 6.1602.1XX



---

1 PCS      6.1903.020      Barra di agitazione / 16 mm  
Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



---

1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



---

1 PCS

6.2016.070

Asta di supporto / 400 mm



---

1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16



1 PCS

6.2709.070

Giunto guida

Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi



1 PCS

6.2107.100

Manual Dosing Controller

Maniglia per dosatura e titolazione manuale con Eco Dosimat o Dosimat plus



1 PCS

6.1546.040

Utensile a pistone per Eco Dosimat/Eco Titrator

Utensile per rimuovere e montare il pistone.



1 PCS

6.2164.010

Alimentatore di rete da tavolo 100 - 240 V/24 V DC

Alimentatore di rete da tavolo per 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer e tutti gli Eco Titrator/Eco Dosimat.



---

1 PCS

6.1608.023

Bottiglia in vetro ambrato / 1000 mL / GL 45

Per unità intercambiabili. Bottiglia per soluzioni ausiliarie.



## Accessori opzionali

| Order no.   | Descrizione                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.03002.150 | Unità cilindro Eco da 5 mL<br><br>Unità cilindro da 5 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.   |
| 6.03002.210 | Unità cilindro Eco da 10 mL<br><br>Unità cilindro da 10 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione. |
| 6.03002.250 | Unità cilindro Eco da 50 mL<br><br>Unità cilindro da 50 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione. |
| 6.03002.220 | Unità cilindro Eco da 20 mL<br><br>Unità cilindro da 20 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione. |



2.142.0100

## Stampante termica Custom Q3X

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cavo 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.

---

2.143.0200

## Stampante ad aghi TX-900MH

Stampante ad aghi compatta con interfaccia USB e RS232 per

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/Titrator (+)
- 877/848 Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 865/876 Dosimat plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 899 Coulometer (occorre in aggiunta 6.2151.100)



(+) Cavo incluso nel volume di fornitura

---