



OMNIS Oven Module 2R

2.1017.0010

Modulo per l'installazione nel piatto del modulo di OMNIS Sample Robot Oven. Questa postazione di lavoro preleva il vial per campioni 2R e lo trasporta dalla posizione di trasferimento alla camera di combustione e viceversa dopo l'analisi.

Parti incluse 2.1017.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1017.0010	OMNIS Oven Module 2R

OMNIS Oven Module 2R



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.02041.140	Rack dei campioni OMNIS 77 x 2R Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Oven, adatto a 77 vial per campioni 2R.


