



Eco KF Titrator

2.1027.0010

Il nuovo Eco KF Titrator con agitatore magnetico integrato e display touch è ideale per la determinazione di routine del contenuto d'acqua. Metodi predefiniti consentono una messa in funzione semplice e regolare dello strumento. Oltre alle stampe conformi a GLP su carta o in formato PDF, il titolatore Eco KF Titrator offre anche la possibilità di collegare bilance o inviare i dati di determinazione a un PC mediante report PC/LIMS.

Parti incluse 2.1027.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1027.0010	Eco KF Titrator

Il nuovo Eco KF Titrator con agitatore magnetico integrato e display touch è ideale per la determinazione di routine del contenuto d'acqua. Metodi predefiniti consentono una messa in funzione semplice e regolare dello strumento. Oltre alle stampe conformi a GLP su carta o in formato PDF, il titolatore Eco KF Titrator offre anche la possibilità di collegare bilance o inviare i dati di determinazione a un PC mediante report PC/LIMS.



1 PCS

6.1446.080

Tappo filettato / M8



1 PCS

6.1546.040

Utensile a pistone per Eco Dosimat/Eco Titrator

Utensile per rimuovere e montare il pistone.



1 PCS

6.1602.105

Sifone per bottiglia / GL 45 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura GL 45.



1 PCS

6.1619.010

Assorbitore completo per Unità Intercambiabili



2 PCS 6.1805.090 Tubi in FEP / M6 / 31 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1805.100 Tubo in FEP / M6 / 40 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1819.020 Tubo
Per fori con filettatura M6. Per attacchi delle bottiglie 6.1602.1XX



1 PCS 6.2013.010 Anello a morsa
Per aste di supporto da 10 mm di diametro.





Alimentatore di rete da tavolo per 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer e tutti gli Eco Titrator/Eco Dosimat.



Copertura di protezione per display di Eco Dosimat/Eco Titrator.



1 PCS

6.6081.020

Chiave USB per Eco KF Titrator

Supporto dati per Eco KF Titrator



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.1029.0010	Solvent Pump	
	La Solvent Pump viene utilizzata con un Eco Titrator/Eco KF Titrator/Eco Coulometer per l'aggiunta sicura e l'aspirazione del contenuto della cella di titolazione senza contatto con i reattivi. Con l'alimentatore opzionale 6.2164.010 è anche possibile un utilizzo indipendente dallo strumento.	
6.02709.040	Tappi di chiusura	
	Tappi di chiusura per le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.	
6.02711.000	Spatola per campioni viscosi	
	Adatto all'impiego per determinazioni del contenuto d'acqua Karl Fischer con sostanze pastose, come ad es. miele, cosmetici, grassi o diversi latticini. La spatola per campioni viscosi agevola l'aggiunta dei campioni viscosi. È facile da maneggiare, come qualsiasi altra spatola, e permette l'aggiunta delle paste nella cella di titolazione Karl Fischer, in modo comodo, veloce e senza perdite. Per poter sciogliere campioni viscosi in modo rapido e completo, consigliamo anche l'utilizzo di un omogeneizzatore. Adatto per le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.	

6.05610.050 Attrezzatura KFT per Eco KF Titrator

Set di accessori completo per la titolazione Karl Fischer volumetrica



6.05610.060 Attrezzatura KFT per Eco KF Titrator con Polytron

Set di accessori completo per la titolazione Karl Fischer volumetrica con Polytron



6.03002.150 Unità cilindro Eco da 5 mL

Unità cilindro da 5 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.03002.210 Unità cilindro Eco da 10 mL

Unità cilindro da 10 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.03002.220 Unità cilindro Eco da 20 mL

Unità cilindro da 20 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.03002.250 Unità cilindro Eco da 50 mL

Unità cilindro da 50 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



2.142.0100 Stampante termica Custom Q3X

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cavo 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.

6.9001.050

Carta termica per Custom Neos-N / Q3X

Carta termica 60 mm / 25 m per Custom Neos-N / Q3X.

Novità: 25 anni di leggibilità se stoccata a regola d'arte.

1 rotolo



2.143.0200

Stampante ad aghi TX-900MH

Stampante ad aghi compatta con interfaccia USB e RS232 per

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/Titrator (+)
- 877/848 Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 865/876 Dosimat plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 899 Coulometer (occorre in aggiunta 6.2151.100)



(+) Cavo incluso nel volume di fornitura

6.01406.250

Cella di titolazione 50 – 150 mL

Cella di titolazione 50 – 150 mL con tappo a vite per l'utilizzo con le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.



6.2811.000

Setacci molecolari

Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.



6.2811.010

Setaccio molecolare (US)

Setaccio molecolare. Bottiglia da 250 g. Grandezza dei pori: 0,3 nm. Senza indicatore di umidità. Per Rancimat e strumenti Karl-Fischer.

Questo prodotto è destinato a tutti gli utenti residenti negli Stati Uniti. Il materiale è classificato come pericoloso negli Stati Uniti secondo lo standard OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

