



Dosino Module (cavo da 0,75 m)

2.1042.0010

Il Dosino Module è un azionamento ad alta precisione che consente di ampliare, con il minimo ingombro, un sistema di titolazione OMNIS con una buretta intelligente supplementare per titolazioni, dosaggi e ulteriori compiti di liquid handling. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0,75 m).

Parti incluse 2.1042.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1042.0010	Dosino Module (cavo da 0,75 m)

Il Dosino Module è un azionamento ad alta precisione che consente di ampliare, con il minimo ingombro, un sistema di titolazione OMNIS con una buretta intelligente supplementare per titolazioni, dosaggi e ulteriori compiti di liquid handling. Con cavo fisso (lunghezza 0,75 m).



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.3032.120	807 Dosing Unit 2 mL	
6.3032.150	807 Dosing Unit 5 mL	
6.3032.210	807 Dosing Unit 10 mL	
6.3032.220	807 Dosing Unit 20 mL	

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



6.1580.120

807 Dosing Unit da 2 mL senza accessori

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.



6.1580.210

807 Dosing Unit da 10 mL senza accessori

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.



6.1580.250

807 Dosing Unit da 50 mL senza accessori

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.



6.1580.150

807 Dosing Unit da 5 mL senza accessori

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.



6.1580.220

807 Dosing Unit da 20 mL senza accessori

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.

