



OMNIS Waste Collector Unit

2.1056.0930

L'OMNIS Waste Collector Unit viene utilizzata per raccogliere i flussi di liquido che entrano nello scarico. La carcassa trasparente del collettore consente la verifica visiva del flusso di un massimo di 4 flussi di liquido. Se nel sistema di drenaggio confluiscono più di 4 canali, è possibile installare un Waste Collector aggiuntivo sul reagent organizer.

Specifiche:

- numero di canali 4
- design trasparente per la verifica visiva del flusso

Parti incluse 2.1056.0930

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02765.000	Collettore scarichi, 4 x UNF 10/32 Recipiente per scarico per fino a quattro capillari di scarico.	1 PCS



6.01808.010	Connettore per tubi a Y, PP, 3 x 7-8 mm Connettore per il tubo di scarico.	1 PCS
-------------	--	-------



6.01816.000	Tubo di scarico, 7/9 mm, 1 m Tubo di scarico in silicone	1 PCS
-------------	--	-------



Accessori opzionali

6.01816.000

Tubo di scarico, 7/9 mm, 1 m

Tubo di scarico in silicone



6.02765.000

**Collettore scarichi, 4 x UNF 10
/32**

Recipiente per scarico per fino a quattro capillari di scarico.



6.05801.280

Kit scarico, S

Kit scarico per sostituire il tubo di scarico e le connessioni nell'OMNIS IC S.

Prerequisiti:

2.1050.00x0 OMNIS IC S



6.01808.010

**Connettore per tubi a Y, PP, 3
x 7-8 mm**

Connettore per il tubo di scarico.

