



OMNIS Sample Robot M – NIR

2.1074.0010

OMNIS Sample Robot M – NIR per accedere direttamente alla spettroscopia completamente automatizzata. Il sistema ha spazio per tre rack dei campioni che possono ospitare fino a 231 vial con un diametro compreso tra 8 e 28 mm.

OMNIS Sample Robot M – NIR supporta l'analisi di campioni sia liquidi che solidi.

Parti incluse 2.1074.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1074.0010	OMNIS Sample Robot M – NIR

OMNIS Sample Robot M – NIR per accedere direttamente alla spettroscopia completamente automatizzata. Il sistema ha spazio per tre rack dei campioni che possono ospitare fino a 231 vial con un diametro compreso tra 8 e 28 mm.

OMNIS Sample Robot M – NIR supporta l'analisi di campioni sia liquidi che solidi.




Licenza di funzionamento per l'utilizzo di parametri comando per OMNIS
Sample Robot M – NIR.



Accessori opzionali


Order no.	Descrizione
6.02041.080	Rack dei campioni OMNIS 77 x 8 mm

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot – NIR adatto a 77 vial monouso con lunghezza del cammino ottico di 8 mm per misurazioni in trasmissione (6.7402.240).



6.02041.090	Rack dei campioni OMNIS 77 x 15 mm
-------------	------------------------------------

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot – NIR adatto a 77 vial monouso con diametro di 15 mm per misurazioni in riflessione (6.7402.110).



6.02041.100	Rack dei campioni OMNIS 50 x 19 mm
-------------	------------------------------------

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot – NIR adatto a 50 vial monouso con diametro di 19 mm per misurazioni in riflessione (6.7402.120).



6.02041.110	Rack dei campioni OMNIS 50 x 22 mm
-------------	------------------------------------

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot – NIR adatto a 50 vial monouso con diametro di 22 mm per misurazioni in riflessione (6.7402.130).



6.02041.120

Rack dei campioni OMNIS 27 x 28 mm

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot – NIR adatto a 27 vial monouso con diametro di 28 mm per misurazioni in riflessione (6.7402.140).

