



728 Magnetic Stirrer con stand

2.728.0040

Per l'estensione del 645, 685, 665/765, 715/775, 725/776 Dosimat al Titration Stands, o completare per Titrino e KF Coulometer; incl. piastra di base 6.2001.010 con asta di supporto e portaelettrodo; senza adattatore, con cavo di connessione fisso.

Parti incluse 2.728.0040

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.728.0010	728 Magnetic Swing-out Stirrer senza stand
Da montare su un'asta di supporto di diametro 10 mm; senza base (o supporto) e senza asta di supporto; senza adattatore, con cavo di collegamento.		



1 PCS

6.1903.020

Barra di agitazione / 16 mm

Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



1 PCS

6.2001.010

Stand di supporto con asta di supporto

Per Dosimat e Titrino



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2723.130

Coperchio per 655/665/765

Coperchio di protezione per 655, 665, 765 Dosimats

