




Campionatore KFT 760

2.760.0020

Sistema completo per la titolazione volumetrica Karl Fischer Titration automatica.

Parti incluse 2.760.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2752.010	Copripina
		Da usare con 717, 730, 760 Sample Changers, IC Sample Processors, 774 Oven Sample Processor




1 PCS

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer

741 Magnetic stirrer per scambiatori di campioni.

741 Magnetic Stirrer per lo scambiatore di campioni si trova sotto il cestello portacampioni.



1 PCS

6.0340.000

Elettrodo a doppio filo di platino per campionatore
(cavo fisso)

Elettrodo indicatore (diametro = 5,3 mm, cavo fisso da 2 m), utilizzato per la titolazione Karl Fischer automatica.



24 PCS

6.1432.210

Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, 1
pezzo

Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 e 6.2041.900, 1 pezzo



1 PCS

6.1458.030

Testa di titolazione KF / 4 x raccordi M10

Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.



2 PCS 6.1805.110 Tubo in FEP / M6 / 80 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1815.010 Fascia a spirale da 0.5 m
Per tenere insieme differenti cavi o tubi



1 PCS 6.1821.000 Tubo di aspirazione
Per KF Sampler



24 PCS 6.1903.010 Barra di agitazione / 12 mm
Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 12 mm.



24 PCS

6.2037.040

Fogli di protezione

Sostegno per fogli di protezione per beaker da 75 mL per Karl Fischer per KF Sample Changer



1 PCS

6.2041.340

Rack dei campioni, 24 x 75 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



1 PCS

6.2820.000

Foglio di alluminio

1 000 fogli circolari di 80 mm di diametro. Spessore del foglio: 0,010 mm. Insieme al supporto per pellicola 6.2037.040 per il bicchiere per campioni 6.1432.210 e con il supporto per pellicola 6.2037.080 per il bicchiere per campioni 6.1459.300.

