

Pump Unit 772 «Aspirazione»

2.772.0020

Pompa peristaltica per aspirare la soluzione e le sospensioni titolate. La versione «Aspirazione» contiene numerosi accessori per l'aspirazione. La pompa può essere controllata tramite una Relay Box 731. È adatta al trasferimento di solventi.

Parti incluse 2.772.0020

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1446.160	Tappo portatermometro, B-14/15, inserzione inclinata Per mettere l'inserto della testa di titolazione 6.1458.010 in una posizione inclinata	1 PCS
6.1543.170	Punta di aspirazione / filettatura M8 Punta di aspirazione per i Sample Processor.	1 PCS
6.1621.000	Contenitore da 10 L Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati	1 PCS

6.1805.510

Tubo flessibile in PTFE / M8 / 60 cm

1 PCS

Con protezione dalle strozzature.



6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m

1 PCS



6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

2 PCS

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



6.1826.100

Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

1 PCS

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).



6.1828.000

Connessione in PVDF

1 PCS

Per recipiente 6.1621.000.



6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm

1 PCS



Accessori opzionali

6.1826.160

Pompa peristaltica Viton

Per pompe peristaltiche.

