



786 Swing Head con testa di trasferimento a sinistra

2.786.0010

Accessorio per Robotic Sample Processor XL per il trasferimento / pipettaggio da vial più piccoli a recipienti di titolazione più grandi sul rack o in una cella di titolazione esterna che può essere montata sul lato sinistro della stazione di lavoro.

Parti incluse 2.786.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.786.0010	786 Swing Head con testa di trasferimento a sinistra
		Accessorio per Robotic Sample Processor XL per il trasferimento / pipettaggio da vial più piccoli a recipienti di titolazione più grandi sul rack o in una cella di titolazione esterna che può essere montata sul lato sinistro della stazione di lavoro.



1 PCS

6.1462.030

Braccio robotizzato con testa di trasferimento per
786 Swing Head, rotazione a sinistra

Braccio robotico di trasferimento per la gestione dei liquidi



1 PCS

6.1562.100

Tubo di pipettaggio / 10 mL

Tubo di pipettaggio per il trasferimento interamente automatico di
soluzioni campione.



1 PCS

6.1823.010

Fusto di guida per tubo di pipettaggio

Per il montaggio nel braccio orientabile di trasferimento al Robotic
Sample Processor



1 PCS

6.2621.120

Chiave esagonale 1.5 mm

