



786 Swing Head con testa di trasferimento a destra

2.786.0020

Accessorio per Robotic Sample Processor XL per il trasferimento / pipettaggio da vial più piccoli a recipienti di titolazione più grandi sul rack o in una cella di titolazione esterna che può essere montata sul lato destro della stazione di lavoro.

Parti incluse 2.786.0020

Order Number	Descrizione	Quantità
1.786.0010	786 Swing Head con testa di trasferimento a sinistra Accessorio per Robotic Sample Processor XL per il trasferimento / pipettaggio da vial più piccoli a recipienti di titolazione più grandi sul rack o in una cella di titolazione esterna che può essere montata sul lato sinistro della stazione di lavoro.	1 PCS
6.1562.100	Tubo di pipettaggio / 10 mL Tubo di pipettaggio per il trasferimento interamente automatico di soluzioni campione.	1 PCS
6.2621.120	Chiave esagonale 1.5 mm	1 PCS

6.1462.040

**Braccio robotizzato con testa di trasferimento per
786 Swing Head, rotazione a destra**

1 PCS

Braccio meccanico di trasferimento per la gestione dei
liquidi



6.1823.010

Fusto di guida per tubo di pipettaggio

1 PCS

Per il montaggio nel braccio orientabile di trasferimento al
Robotic Sample Processor

