



804 Ti Stand senza asta

2.804.0010

Stand di titolazione e controller per agitatore ad elica 802 Rod Stirrer. Insieme con l'802 Rod Stirrer fornisce un'alternativa all'agitatore magnetico. Senza accessori.

Parti incluse 2.804.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.804.0010	804 Ti Stand senza asta
		Stand di titolazione e controller per agitatore ad elica 802 Rod Stirrer. Insieme con l'802 Rod Stirrer fornisce un'alternativa all'agitatore magnetico. Senza accessori.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2001.090	Piastra per due posti di titolazione Doppio stand per l'attacco di 2 x 801, 803, 804 ad un Titrande	
6.2151.010	Cavo spina MSB / presa Cavo di estensione per connessioni MSB e per Touch Control - Titrande, Mini-DIN socket - mini-DIN plug	