



804 TI Stand con stand

2.804.0040

Stand di titolazione e controller per agitatore 802 Propeller Rod Stirrer. Insieme con 802 Propeller Rod Stirrer fornisce un'alternativa all'agitatore magnetico. Ti Stand con piastra di supporto, asta di supporto e portaelettrodo.

Parti incluse 2.804.0040

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.804.0010	804 Ti Stand senza asta
		Stand di titolazione e controller per agitatore ad elica 802 Rod Stirrer. Insieme con l'802 Rod Stirrer fornisce un'alternativa all'agitatore magnetico. Senza accessori.




1 PCS

6.2001.060

Stand di supporto senza asta di supporto

Per collegare un agitatore 801, 804, 803 ad un Titrando o ad un 805 Dosimat



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.070

Asta di supporto / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2001.090	Piastra per due posti di titolazione Doppio stand per l'attacco di 2 x 801, 803, 804 ad un Titrande	
6.2151.010	Cavo spina MSB / presa Cavo di estensione per connessioni MSB e per Touch Control - Titrande, Mini-DIN socket - mini-DIN plug	