




805 Dosimat

2.805.0010

Dispositivo di dosaggio per Titrande e Sample Processor con hardware di lettura e scrittura per Unità Intercambiabili intelligenti. Con cavo fisso. Senza Unità Intercambiabile.

Parti incluse 2.805.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.805.0010	805 Dosimat
		Dispositivo di dosaggio per Titrande e Sample Processor con hardware di lettura e scrittura per Unità Intercambiabili intelligenti. Con cavo fisso. Senza Unità Intercambiabile.



1 PCS

6.2739.010

Chiave inglese

Per unità intercambiabili



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2151.010	Cavo spina MSB / presa Cavo di estensione per connessioni MSB e per Touch Control - Titrande, Mini-DIN socket - mini-DIN plug	
6.3026.110	Unità Intercambiabile da 1 mL Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 1 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.	
6.3026.150	Unità Intercambiabile da 5 mL Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.	
6.3026.210	Unità Intercambiabile da 10 mL Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.	

6.3026.220

Unità Intercambiabile da 20 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



6.3026.250

Unità intercambiabile 50 mL

Unità intercambiabile con chip di dati integrato con cilindro di vetro da 50 mL e fotoprotezione. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, raccordo del tubo flessibile in FEP, punta antidiffusione e bottiglia del reagente standard in vetro marrone.

