



823 Membrane Pump Unit

2.823.0010

Pompa a membrana per la connessione diretta al Sample Processors.

Parti incluse 2.823.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.823.0010	823 Membrane Pump Unit
		Pompa a membrana per la connessione diretta al Sample Processors.



2 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



1 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.

