

# pH Lab Irda 230V UK

2.827.0019

## Parti incluse 2.827.0019

| Qt.                                                                                   | Order no.  | Descrizione               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1 PCS                                                                                 | 6.2013.010 | Anello a morsa            |
| Per aste di supporto da 10 mm di diametro.                                            |            |                           |
|    |            |                           |
| 1 PCS                                                                                 | 6.2016.050 | Asta di supporto / 300 mm |
|   |            |                           |
| 1 PCS                                                                                 | 6.2021.020 | Porta elettrodo           |
| Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta                                  |            |                           |
|  |            |                           |

1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



---

1 PCS

6.2161.010

Alimentatore EU 230V /6V DC

Alimentatore per 827 pH lab

