



827 pH lab; 240 V, AUS con Primatrode

2.827.0117

pH-metro da laboratorio con interfaccia IrDa e Primatrode 6.0228.010

Parti incluse 2.827.0117

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2161.040	Alimentatore AUS 240V/6V DC
		Alimentazione per 827 pH lab



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.050

Asta di supporto / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2307.230	Soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9 Set di tamponi composti ognuno da 10 sacchetti (30 mL) di soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9	
6.2325.000	pHit kit Kit di manutenzione per elettrodi pH Il kit contiene: • soluzione detergente 50 mL • soluzione KCl 50 mL 3M KCl • soluzione di conservazione, 50 mL • 2 contenitori per la conservazione • Istruzioni per l'uso	