



## 827 pH lab; 120 V, US con Unitrode

2.827.0215

pH-metro da laboratorio con interfaccia IrDa e Unitrode 6.0258.600

Parti incluse 2.827.0215

| Qt.   | Order no.  | Descrizione                             |
|-------|------------|-----------------------------------------|
| 1 PCS | 6.2161.020 | Alimentatore US 120V/6V DC              |
|       |            | Alimentatore di corrente per 827 pH lab |



Elettrodo per pH combinato con sensore di temperatura Pt1000 integrato per titolazione/misura del pH. Questo elettrodo è particolarmente indicato:

- per titolazioni e misure del pH in campioni difficili, viscosi o alcalini
- a temperatura elevata
- per misure a lungo termine



Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile allo sporco.

Elettrolita di riferimento:  $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ , conservazione in soluzione di conservazione.

In alternativa: elettrolita di riferimento per misure a  $T > 80^\circ\text{C}$ : Idrolyte, conservazione in Idrolyte.

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2104.600

Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/ spina F 2x2  
mm B, 1m

Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti  
Metrohm (connettore F)



---

1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2307.230 | Soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9<br><br>Set di tamponi composti ognuno da 10 sacchetti (30 mL) di soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9                                                                                                                                                                                   |  |
| 6.2325.000 | pHit kit<br><br>Kit di manutenzione per elettrodi pH<br><br>Il kit contiene: <ul style="list-style-type: none"><li>• soluzione detergente 50 mL</li><li>• soluzione KCl 50 mL 3M KCl</li><li>• soluzione di conservazione, 50 mL</li><li>• 2 contenitori per la conservazione</li><li>• Istruzioni per l'uso</li></ul> |  |