



843 Pump Station (peristaltic) – rinse/aspirate per Compact Sample Changer

2.843.0130

L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dall'869 Compact Sample Changer. La variante lavaggio/aspirazione dispone di tutti gli accessori per lo svuotamento automatico del beaker e la pulizia degli equipaggiamenti per la titolazione. Gli accessori sono concepiti per l'impiego con l'869 Compact Sample Changer.

Parti incluse 2.843.0130

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)
L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.		



1 PCS

6.1543.120

Punta di aspirazione / filettatura M8

Da usare con 703 Ti Stand e 681 Pump Unit, se si utilizza il sifone
6.1805.200



2 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



2 PCS

6.1621.100

Tappo per contenitore da 10 L

Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei
contenitori pieni.



4 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1805.200

Tubo in PTFE / M8 / 0.5 m



3 PCS

6.1805.420

Tubo in FEP / M6 / 48 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.240

Distributore per lavaggio / aspirazione per il 869
Compact Sample Changer

Distributore con connettore 3 x M6, 1 x M8 e 2 x 1/8 per l'utilizzo di
equipaggiamento di lavaggio e aspirazione sull'869 Compact Sample
Changer.



2 PCS

6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



4 PCS

6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



1 PCS

6.1826.100

Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).



2 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



3 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2141.260	Remote cable Compact Sample Changer - Dosimat plus and Titrino plus Cable for remote connection between Compact Sample Changer and Dosimat plus and further devices (e.g. Titrino plus or Pump Station).	
6.2141.300	Cavo remoto 843-Sample Processor Cavo remoto per la connessione diretta di una 843 Pump Station alle connessioni della pompa del Sample Processors	
6.2740.030	Ugello di lavaggio L'alimentazione della soluzione di lavaggio avviene con un flusso fine per un'ottimale rimozione di depositi sugli elettrodi e sugli accessori di titolazione. Per attrezzature di titolazione ECO 6.5613.000.	
6.2761.000	Protezione dagli schizzi per 843 Pump Station (peristaltica) La pompa peristaltica può essere azionata sono con protezione dagli schizzi montata.	