



Titropackage plus con stampante

2.848.0120

Sistema compatto ed economico per l'automazione di determinazioni potenziometriche in spazi minimi. Composto da:

1 x 848 Titrino plus

1 x 802 Stirrer

1 x 869 Compact Sample Changer

1 x termostampante USB NEO's

Parti incluse 2.848.0120

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Titolatore compatto per

- titolazioni dinamiche (DET) con ritrovamento automatico del punto di equivalenza
- titolazioni monotoniche (MET) con ritrovamento automatico del punto di equivalenza
- titolazioni del punto finale (SET)



L'869 Compact Sample Changer offre un'automazione semplice e veloce delle applicazioni Titrino e Titrino plus nel minimo spazio. Per poche determinazioni multiple e piccole serie di campioni questo campionatore è la scelta perfetta. Con 12 posizioni complessive è possibile eseguire svariate titolazioni in modo completamente automatico e mantenere puliti e conservati gli elettrodi.

Con l'ampio e chiaro live display lo stato attuale della serie dei campioni può essere riconosciuto direttamente e possono essere analizzati importanti campioni in qualsiasi momento.

In base a diversi modelli di metodi, è possibile creare e memorizzare metodi specifici per le varie applicazioni. La comunicazione tra Compact Sample Changer e Titrino plus avviene tramite segnale remoto senza necessità di un box di controllo o di un PC.



Elettrodo per pH combinato per titolazioni acido/basiche acquose. Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile allo sporco. Elettrolita di riferimento: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservazione in soluzione di conservazione.





Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi



Con protezione dalla luce e dalla strozzature



Per tenere insieme differenti cavi o tubi



1 PCS

6.1909.050

Elica di agitazione/ 102 mm

Elica di agitazione per l'utilizzo dell'802 Stirrer con cestello portacampioni per beaker da 120 mL (6.1459.300)



1 PCS

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



1 PCS

6.2141.230

Cavo remoto Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station

Cavo per il collegamento remoto tra Compact Sample Changer/Compact Autosampler e Titrino plus e/o Pump Station.



1 PCS

6.2147.000

Tastiera numerica USB

Tastiera numerica USB per Titrino plus, Dosimat plus, 862 Compact Titrosampler, 869 Compact Sample Changer, 863 Compact Autosampler e 899 Coulometer. Con due connessioni USB integrate.



2 PCS

6.2151.100

Adattatore USB Mini (OTG) - USB A

Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS

6.2151.120

Cavo USB MINI (OTG) - USB B, 1,8 m

Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS

6.2307.230

Soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9

Set di tamponi composti ognuno da 10 sacchetti (30 mL) di soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9



1 PCS

6.2325.000

pHit kit

Kit di manutenzione per elettrodi pH

Il kit contiene:

- soluzione detergente 50 mL
- soluzione KCl 50 mL 3M KCl
- soluzione di conservazione, 50 mL
- 2 contenitori per la conservazione
- Istruzioni per l'uso



1 PCS 6.2621.130 Chiave esagonale 2 mm
2 mm.



1 PCS 6.2621.140 Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS 6.2739.010 Chiave inglese
Per unità intercambiabili



1 PCS 6.3026.220 Unità Intercambiabile da 20 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



1 PCS

6.6061.010

Stick USB metodi Titrino plus

Contiene i metodi del FOOD PAC, WINE PAC e OIL PAC per l'importazione diretta nel Titrino plus.



4 PCS

6.9001.050

Carta termica per Custom Neos-N / Q3X

Carta termica 60 mm / 25 m per Custom Neos-N / Q3X.
Novità: 25 anni di leggibilità se stoccata a regola d'arte.

1 rotolo



1 PCS

1.802.0020

802 Rod Stirrer per Sample Processor

Agitatore ad elica per scambiatore di campioni e Sample Processor.

Con elica 6.1909.020 Propeller stirrer da 104 mm e cavo fisso.



1 PCS

1.142.0100

Stampante termica Custom Q3X

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator

Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2723.310	Copertura protettiva per Titrino Plus Copertura protettiva per display e keypad per tutti gli strumenti della famiglia Titrino plus. Adatta per: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.

