



## Robotic Titrosampler «Light» (1T/1P)

2.855.0030

Modello entry-level del Robotic Titrosampler per un carico medio di campioni. Il Robotic Sample Processor XL salvaspazio con Titrando integrato, una stazione di lavoro e una pompa a membrana integrata è ulteriormente ampliato dalla scelta di rack dei campioni ed elettrodi per l'automazione specifica di prodotto nella titolazione. Per estrarre la soluzione titolata è possibile collegare facoltativamente una pompa peristaltica o una pompa a membrana esterna (opzionale). La programmazione dei metodi avviene tramite il pratico Touch Control, il software di titolazione tiamo™ oppure OMNIS.

In caso di carico dei campioni crescente, il Robotic Titrosampler «Light» può essere ampliato in modo semplice e conveniente al «Basic», con cui può essere gestito un multiplo della quantità di campioni originale.

Parti incluse 2.855.0030

| Qt. | Order no. | Descrizione |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

Modello entry-level del Robotic Titrator per un carico medio di campioni. Il Robotic Sample Processor XL salvaspazio con Titrando integrato, una stazione di lavoro e una pompa a membrana integrata è ulteriormente ampliato dalla scelta di rack dei campioni ed elettrodi per l'automazione specifica di prodotto nella titolazione. Per estrarre la soluzione titolata è possibile collegare facoltativamente una pompa peristaltica o una pompa a membrana esterna (opzionale). I metodi vengono programmati tramite il pratico Touch Control o il software di titolazione tiamo™.

In caso di carico dei campioni crescente, il Robotic Titrator «Light» può essere ampliato in modo semplice e conveniente al «Basic», con cui può essere gestito un multiplo della quantità di campioni originale.



Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



3 PCS      6.1805.420      Tubo in FEP / M6 / 48 cm  
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



---

1 PCS      6.1812.000      Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



---

1 PCS      6.1828.000      Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



---

1 PCS      6.2053.000      Clip per cavo

Clip per fissare i cavi e i tubi



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



---

1 PCS

6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm



---

1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



---

1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



---

3 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.




---

1 PCS

6.2751.190

Protezione dagli schizzi per 855 Robotic Titrator  
«Light»

Protezione dagli schizzi per 855 Robotic Titrator «Light»



## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.802.0020 | 802 Stirrer per campionatore<br><br>Agitatore a elica per campionatore e Sample Processor.<br><br>Con elica 6.1909.020 Propeller stirrer da 104 mm e cavo fisso.                                                                                                                                                                                |    |
| 2.849.0010 | 849 Level Control<br><br>Kit di accessori aggiuntivi per Sample Processors per controllare il livello di riempimento del recipiente di lavaggio o di scarico tramite Remote. Per evitare che le pompe lavorino a secco e/o la fuoriuscita dal contenitore dello scarico. Adatto per essere usato con soluzioni acquose, solventi e sospensioni. |    |
| 6.1458.010 | Testa di titolazione, aperture 6 x SGJ 14 e 3 x SGJ 9<br><br>Con aperture 6xSGJ 14 e 3x SGJ 9.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 6.1458.020 | Testa di titolazione / 4 x raccordi M10<br><br>Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

6.1458.040

Testa di titolazione / 3 x NS 14

Testa di titolazione per recipienti per campioni da 120 mL. Con tre aperture NS 14 e quattro aperture 6,4 mm nonché due punte di dosatura incl. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.



---

6.1458.030

Testa di titolazione KF / 4 x raccordi M10

Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.



---

6.1458.070

Testa di titolazione / 2 x NS 14

Testa di titolazione per recipienti per campioni da 75mL. Con 2 aperture NS 14 e 2 aperture 6,4 mm nonché 3 punte di dosatura inserite. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.



---

6.1909.010

Elica di agitazione/ 87 mm

Elica d'agitazione, lunghezza a partire dal bordo inferiore del SGJ: 96 mm.  
Da usare con i beaker degli agitatori ad elica 722, 802 Rod Stirrer



6.1909.020

Elica di agitazione/ 95 mm

Elica d'agitazione, lunghezza a partire dal bordo inferiore del SGJ: 104 mm. Da usare con i beaker degli agitatori ad elica 722, 802 Rod Stirrer



---

6.1909.030

Elica di agitazione / 95 mm

Agitatore ad elica con corpo in PP, punta in PVDF. Lunghezza dal SGJ: 104 mm. Per applicazioni KF con 722, 802 Rod Stirrer



---

6.1909.040

Elica di agitazione/ 93 mm

Elica d'agitazione, lunghezza a partire dal bordo inferiore del SGJ: 102 mm. Da usare con le celle di titolazione con SGJ 14/15 e gli agitatori ad elica 722, 802 Rod Stirrer



---

6.1909.050

Elica di agitazione/ 102 mm

Elica di agitazione per l'utilizzo dell'802 Stirrer con cestello portacampioni per beaker da 120 mL (6.1459.300)



6.2041.310

Rack dei campioni, 12 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.320

Rack dei campioni, 16 x 150 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 16 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta).

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.340

Rack dei campioni, 24 x 75 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)




6.2041.360

Rack dei campioni, 12 x 150 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta), 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)




6.2041.370

Rack dei campioni, 14 x 200 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 14 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.380

Rack dei campioni, 14 x 235 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 14 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 235 mL (8 oz.).

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)




6.2041.390

Rack dei campioni, 16 x 100 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 16 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 100 mL, forma bassa.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.460

Rack dei campioni, 21 x 100 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 21 vial. Possono essere utilizzati i seguenti vial: tubi di digestione (CSB) da 100 mL.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.470

Rack dei campioni, 22 x 120 mL, (PP)

Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 22 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastica: polipropilene (PP)



---

6.2058.110

Estensione della torre per Sample Processors

Estensione da 130 mm per Sample Processors. Estensione della torre per applicazioni di COD.




---

2.741.0010

741 Magnetic Stirrer

Agitatore magnetico per campionatori.

L'agitatore magnetico si trova sotto il rack dei campioni.



---

2.772.0120

772 Pump Unit – aspirate

Pompa peristaltica per la connessione diretta ai Sample Processor. La versione «Aspiration» contiene numerosi accessori per l'aspirazione della soluzione titolata.



2.823.0020

823 Membrane Pump Unit – aspirate

Pompa a membrana per la connessione diretta al Sample Processors. La versione «Aspiration» contiene numerosi accessori per l'aspirazione delle soluzioni.



---

6.2711.060

Vasca di raccolta per i Sample Processor 778/810/814/838/858

Vasca di raccolta per Sample Processor 778, 810, 814, 838, 858



---

6.2711.070

Raccogli goccia per 789/815/855

Raccogli goccia per 789, 815 e 855 Robotic Sample Processors XL



---

6.2103.130

Adattatore rosso spina 2 mm / presa 4 mm

Per connettere la spina B (4 mm) alla presa da 2 mm.



6.2103.140

Adattatore nero spina da 2 mm / presa B da 4 mm

Per collegare spine B (4 mm) a prese da 2 mm.



---

6.06000.000

OMNIS Software supporto dati

Programma PC basato su licenza per il controllo di sistemi di analisi complessi OMNIS.

- Protocolli orientati ai campioni con numerosi modelli
- Editor grafico dei metodi con numerose soluzioni campione
- Elenco di campioni chiaro e professionale
- Gestione di dispositivi, sistemi di lavoro, sensori, soluzioni
- Lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese

**MNI**  
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

---

6.06003.010

Licenza OMNIS Stand-Alone

Consente l'utilizzo stand-alone del software OMNIS su un computer Windows™.

Caratteristiche:

- la licenza contiene già una licenza per strumenti OMNIS.
- Deve essere attivata tramite il portale licenze Metrohm.

**MNI**  
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

---