



869 Compact Sample Changer

2.869.0010

L'869 Compact Sample Changer offre un'automazione semplice e veloce delle applicazioni Titrino e Titrino plus nel minimo spazio. Per poche determinazioni multiple e piccole serie di campioni questo campionatore è la scelta perfetta. Con 12 posizioni complessive è possibile eseguire svariate titolazioni in modo completamente automatico e mantenere puliti e conservati gli elettrodi.

Con l'ampio e chiaro live display lo stato attuale della serie dei campioni può essere riconosciuto direttamente e possono essere analizzati importanti campioni in qualsiasi momento.

In base a diversi modelli di metodi, è possibile creare e memorizzare metodi specifici per le varie applicazioni. La comunicazione tra Compact Sample Changer e Titrino plus avviene tramite segnale remoto senza necessità di un box di controllo o di un PC.

Parti incluse 2.869.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

L'869 Compact Sample Changer offre un'automazione semplice e veloce delle applicazioni Titrino e Titrino plus nel minimo spazio. Per poche determinazioni multiple e piccole serie di campioni questo campionatore è la scelta perfetta. Con 12 posizioni complessive è possibile eseguire svariate titolazioni in modo completamente automatico e mantenere puliti e conservati gli elettrodi.

Con l'ampio e chiaro live display lo stato attuale della serie dei campioni può essere riconosciuto direttamente e possono essere analizzati importanti campioni in qualsiasi momento.

In base a diversi modelli di metodi, è possibile creare e memorizzare metodi specifici per le varie applicazioni. La comunicazione tra Compact Sample Changer e Titrino plus avviene tramite segnale remoto senza necessità di un box di controllo o di un PC.



Agitatore ad elica per scambiatore di campioni e Sample Processor.

Con elica 6.1909.020 Propeller stirrer da 104 mm e cavo fisso.



Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi



2 PCS 6.1805.110 Tubo in FEP / M6 / 80 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1815.010 Fascia a spirale da 0.5 m
Per tenere insieme differenti cavi o tubi



1 PCS 6.1909.050 Elica di agitazione/ 102 mm
Elica di agitazione per l'utilizzo dell'802 Stirrer con cestello portacampioni per beaker da 120 mL (6.1459.300)



1 PCS 6.2151.100 Adattatore USB Mini (OTG) - USB A
Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.843.0020	843 Pump Station (membrane) L'843 Pump Station (membrana) possiede due pompe a membrana integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.	
2.843.0030	843 Pump Station (membrane) – rinse/aspirate per Compact Sample Changer L'843 Pump Station (membrana) dispone di due pompe a membrana integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dall'869 Compact Sample Changer. La variante rinse /aspirate dispone di tutti gli accessori per lo svuotamento automatico del beaker di titolazione e la pulizia degli equipaggiamenti per la titolazione. Gli accessori sono concepiti per l'impiego con l'869 Compact Sample Changer.	
2.843.0120	843 Pump Station (peristaltic) L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.	

2.843.0130

843 Pump Station (peristaltic) – rinse/aspirate per Compact Sample Changer

L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dall'869 Compact Sample Changer. La variante lavaggio /aspirazione dispone di tutti gli accessori per lo svuotamento automatico del beaker e la pulizia degli equipaggiamenti per la titolazione. Gli accessori sono concepiti per l'impiego con l'869 Compact Sample Changer.



6.1808.240

Distributore per lavaggio / aspirazione per il 869 Compact Sample Changer

Distributore con connettore 3 x M6, 1 x M8 e 2 x 1/8 per l'utilizzo di equipaggiamento di lavaggio e aspirazione sull'869 Compact Sample Changer.



6.2141.230

Cavo remoto Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station

Cavo per il collegamento remoto tra Compact Sample Changer/Compact Autosampler e Titrino plus e/o Pump Station.



6.2141.240

Cavo remoto Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus


Cavo per il collegamento remoto tra Dosimat plus e Compact Sample Changer e/o Titrino plus con utilizzo del cavo 6.2141.260.



6.2141.250

Cavo remoto Compact Sample Changer - Titrino

Cavo per il collegamento remoto tra Compact Sample Changer e Titrino con connessione remota a 25 pin.



6.2141.260

Remote cable Compact Sample Changer - Dosimat plus and Titrino plus


Cable for remote connection between Compact Sample Changer and Dosimat plus and further devices (e.g. Titrino plus or Pump Station).



6.2141.320

Cavo remoto Compact Sample Changer - Remote box MSB

Cavo remoto (9 pin) per il collegamento di un 869 Compact Sample Changers al Remote Box MSB (6.2148.010).



6.2147.000

Tastiera numerica USB

Tastiera numerica USB per Titrino plus, Dosimat plus, 862 Compact Titrosampler, 869 Compact Sample Changer, 863 Compact Autosampler e 899 Coulometer. Con due connessioni USB integrate.



6.2151.120

Cavo USB MINI (OTG) - USB B, 1,8 m

Per la connessione di strumenti USB.



6.2723.310

Copertura protettiva per Titrino Plus

Copertura protettiva per display e keypad per tutti gli strumenti della famiglia Titrino plus.

Adatta per: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.



6.5621.000

Equipaggiamento per il lavaggio/aspirazione per 869 Compact Sample Changer o 862 Compact Titrosampler

Per l'impiego dell'869 Compact Sample Changers o dell'862 Compact Titrosampler in combinazione con una pompa per il lavaggio/aspirazione.

