



TacticID-1064 ST Advanced

29530020

TacticID®-1064 ST è uno strumento di analisi Raman palmare da 1.064 nm utilizzato per l'identificazione rapida su campo di esplosivi, narcotici e altri materiali sospetti. La possibilità di vedere attraverso gli strati di TacticID-1064 ST permette a questo strumento di eseguire l'analisi non distruttiva dei campioni attraverso imballaggi trasparenti e opachi con visualizzazione chiara del livello di minaccia del campione per i primi soccorritori, il personale addetto alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli artificieri, gli addetti alla dogana e alla protezione dei confini, nonché per le squadre addette ai materiali pericolosi, permettendo loro di agire rapidamente con contatto minimo con il campione.

Lo strumento TacticID-1064 ST sfrutta la comprovata spettroscopia Raman, in combinazione con la tecnologia brevettata STRaman®, permettendo agli utenti l'identificazione fattibile in tempo reale di sostanze chimiche sconosciute, narcotici, farmaci, esplosivi e molte altre sostanze, perfino attraverso barriere opache, riducendo notevolmente l'incertezza operativa e il tempo di risposta.

Lo strumento TacticID-1064 ST con eccitazione laser da 1.064 nm e attrezzatura ST per applicazioni di visualizzazione attraverso gli strati scansiona un'area campioni grande producendo uno spettro senza fluorescenza e consentendo agli utenti di identificare campioni stradali difficili, nonché miscele e materiali non omogenei direttamente attraverso l'imballaggio.

Questo sistema con protezione IP68 presenta un display molto luminoso con schermo tattile e/o un'interfaccia a pulsanti hardware per un utilizzo facile anche con equipaggiamento di protezione.

Il pacchetto TacticID-1064ST Advanced Metrohm include l'attrezzatura per l'analisi attraverso gli strati, l'attrezzatura generale, l'attrezzatura per breve distanza (SWD), il supporto per vial, l'attrezzatura per lunga distanza (LWD), il supporto rettangolare, l'attrezzatura in polistirolo, la sonda a immersione, la robusta valigetta per il trasporto, i cavi, l'alimentazione e gli occhiali di sicurezza per il laser.

Parti incluse 29530020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	602709000	Valigetta di trasporto rigida per TacticID-1064 ST
		Robusta valigetta per il trasporto di TacticID-1064 ST
		
1 PCS	607507300	Borsa per l'attrezzatura Smart del pacchetto TacticID-1064 ST Basic
		Borsa per l'attrezzatura del pacchetto TacticID-1064 ST Basic.
		
1 PCS	607507310	Borsa per l'attrezzatura Smart del pacchetto TacticID-1064 ST Advanced
		Borsa per l'attrezzatura del pacchetto TacticID-1064 ST Advanced.
		

1 PCS

607509000

Attrezzatura Smart, per la visualizzazione attraverso gli strati

Attrezzatura per campionatura per lo strumento TacticID-1064 ST, in grado di fornire dimensioni del punto maggiori e maggiore profondità di campionatura per visualizzare attraverso gli strati e impedire la bruciatura del campione per i campioni colorati.



1 PCS

607509010

Attrezzatura Smart, generale

Attrezzatura per campionatura Smart con distanza di lavoro di 6 mm.



1 PCS

607509020

Attrezzatura Smart, distanza di lavoro breve (SWD)

Attrezzatura Smart per distanza di lavoro breve (SWD) con distanza di lavoro di 1 mm.



1 PCS

607509030

Attrezzatura Smart, supporto per vial

Attrezzatura per campionatura Smart per vial. Può alloggiare vial di vetro da 15 mm x 45 mm.



1 PCS

607509040

Attrezzatura Smart, distanza di lavoro lunga (LWD)

Attrezzatura Smart per distanza di lavoro lunga (LWD) con distanza di lavoro di 8 mm.



1 PCS

607509050

Attrezzatura Smart, angolo retto

Adattatore ad angolo retto per TacticID-1064 ST, per misurazioni senza l'uso delle mani.



1 PCS

607509060

Attrezzatura Smart, sonda a immersione

Sonda a immersione Smart per la campionatura con contatto diretto con distanza di lavoro di circa 5 mm.

Lunghezza: 8 pollici

Pressione d'esercizio: fino a 2 bar a temperatura ambiente



1 PCS

607509070

Attrezzatura in polistirolo per TacticID-1064 ST

Attrezzatura per campionatura Smart per la calibrazione e la validazione su TacticID-1064 ST Metrohm.



2 PCS

62133090

Batteria v2 per TacticID-1064 ST

Batteria v2 per TacticID-1064 ST, batteria agli ioni di litio da 10,8 V.



1 PCS	62169000	Adattatore con spina internazionale
-------	----------	-------------------------------------

Adattatore con spina internazionale universale.



1 PCS	6.2169.010	Tensione di rete, 15 V 3 A
-------	------------	----------------------------

Tensione di rete, 15 V 3 A



1 PCS	62169020	Cavo USB-C a USB-C, 1,8 m
-------	----------	---------------------------

Cavo MS USB-C a USB-C, 1,8 m.



1 PCS	62169030	Chiave USB OTG
-------	----------	----------------

Chiave USB per TacticID-1064 ST per la condivisione dei dati e gli aggiornamenti del sistema.



1 PCS	62169040	Caricabatteria da auto per TacticID-1064 ST
-------	----------	---

Il caricabatteria da auto USB-C per TacticID-1064 ST consente la ricarica rapida all'interno di un veicolo.



1 PCS	66079010	Libreria delle sostanze chimiche generali e illecite per TacticID-1064 ST Metrohm
-------	----------	---

La libreria Raman delle sostanze chimiche generali e illecite Metrohm per TacticID-1064 ST Metrohm include farmaci, sostanze chimiche industriali tossiche (TIC), materiali industriali tossici (TIM), precursori e sostanze chimiche generali.



1 PCS	67530070	Cinghia da polso per TacticID-1064 ST
-------	----------	---------------------------------------

Cinghia da polso per TacticID-1064 ST Metrohm.





1 PCS	67560050	Occhiali di sicurezza per laser, lunghezza d'onda 1.064 nm
-------	----------	--


Occhiali di sicurezza per laser, lunghezza d'onda 1.064 nm.



Accessori opzionali


Order no.	Descrizione	
62169050	Base caricabatteria portatile per TacticID-1064 ST Base caricabatteria portatile per TacticID-1064 ST per la ricarica della batteria v2 agli ioni di litio da 10,8 V di TacticID-1064 ST.	
66079000	Libreria Raman completa per TacticID-1064 ST Metrohm Libreria Raman completa Metrohm - Oltre 29.000 spettri di sostanze chimiche, sostanze chimiche organiche, solventi, polimeri, coloranti e pigmenti, sostanze chimiche industriali tossiche (TIC), materiali industriali tossici (TIM), sostanze inorganiche e organometalliche, prodotti per la cura della persona e materiali illeciti per TacticID-1064 ST Metrohm. CWA, esplosivi e minerali sono librerie opzionali.	
66079020	Libreria MCRL per TacticID-1064 ST Metrohm - Sostanze inorganiche e organometalliche Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze inorganiche e organometalliche per TacticID-1064 ST Metrohm.	
66079030	Libreria MCRL per TacticID-1064 ST Metrohm - Sostanze organiche Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze organiche per TacticID-1064 ST Metrohm.	
66079040	Libreria MCRL per TacticID-1064 ST Metrohm - Prodotti per la cura personale	

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei prodotti per la cura personale per TacticID-1064 ST Metrohm.




66079050 Libreria MCRL per TacticID-1064 ST Metrohm - Polimeri e additivi polimerici

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei polimeri e degli additivi polimerici per TacticID-1064 ST Metrohm.




66079060 Libreria MCRL per TacticID-1064 ST Metrohm - Coloranti, pigmenti e mordenti

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei coloranti, pigmenti e mordenti per TacticID-1064 ST Metrohm.




66079070 TDL-EXP: libreria degli esplosivi per TacticID-1064 ST Metrohm

TDL-EXP: libreria degli esplosivi per TacticID-1064 ST Metrohm



66079080 TDL-XM-CWA: libreria degli agenti CWA per TacticID-1064 ST Metrohm

TDL-XM-CWA: libreria degli agenti di guerra chimica (CWA) per TacticID-1064 ST Metrohm.




66079310 MCRL Metrohm TacticID-1064 ST - API

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) ingredienti farmaceutici attivi (API) per TacticID-1064 ST di Metrohm.



66079130 Libreria dei minerali Metrohm per TacticID-1064 ST

Libreria dei minerali Metrohm per TacticID-1064 ST Metrohm.



66079290 MCRL Metrohm per TacticID-1064 ST - pesticidi

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei pesticidi per TacticID-1064 ST Metrohm.



66079300 MCRL Metrohm TacticID-1064 ST - sostanze biochimiche

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze biochimiche per TacticID-1064 ST Metrohm.



66079090 MCRL Metrohm TacticID-1064 ST sostanze organiche - alogenate

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze organiche - alogenate per TacticID-1064 ST Metrohm.



66079100 MCRL Metrohm TacticID-1064 ST sostanze organiche - gruppo di azoto

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze organiche - gruppo di azoto per TacticID-1064 ST Metrohm.



66079110 MCRL Metrohm TacticID-1064 ST sostanze organiche - gruppo di ossigeno

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze organiche - gruppo di ossigeno per TacticID-1064 ST Metrohm.



66079120 MCRL Metrohm TacticID-1064 ST sostanze organiche - gruppo di zolfo

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze organiche - gruppo di zolfo per TacticID-1064 ST Metrohm.



BWT-840001154 Borsa con tracolla per la serie HH Raman

Borsa con tracolla per la serie TacticID. Fatta in tessuto 1000d per impieghi gravosi, con più tasche tattiche e vani progettati per l'uso in condizioni difficili e resistenti all'usura. Compatibile con tutti i prodotti TacticID e NanoRam. Da utilizzare solo ai fini del trasporto.

TID-SBG

