



Ecotrode Gel con Pt1000

6.00221.600

Elettrodo per pH senza necessità di manutenzione (elettrolita in gel) con sensore di temperatura (Pt1000) integrato per misure di routine del pH di campioni dello stesso tipo. L'elettrodo viene collocato in $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) e non è adatto a soluzioni povere di ioni.

L'indicatore di invecchiamento indica l'eventuale necessità di sostituzione precoce dell'elettrodo.

Parti incluse 6.00221.600

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm	1 Stk



Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene

6.2008.040

Porta punta

1 Stk



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.

Accessori opzionali

6.2308.000

Elettrolita KCl gel. sat. (250 mL)

Elettrolita KCl (saturato), 250 mL



6.2104.600

Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/ spina F 2x2 mm B, 1m

Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti Metrohm (connettore F)



6.2104.610

Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/spina F + 2x2 mm B, 2m

Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti Metrohm (connettore F)

