



Metrosep A Supp 4 - 250/2,0

6.01021.230

La colonna Microbore Metrosep A Supp 4 - 250/2,0 è una colonna estremamente robusta con eccellenti proprietà di separazione. La fase di separazione consiste di particelle di polivinilalcole con un diametro di 9 μm , ricoperte di gruppi ammonici quaternari. Questa struttura garantisce un'elevata stabilità e una grande tollerabilità al particolato che può attraversare il filtro integrato sulla colonna. La Metrosep A Supp 4 - 250/2,0 possiede una media capacità di scambio ionico ed è particolarmente adatta per tutte le richieste di routine nell'analisi delle acque.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01021.600	Metrosep A Supp 4 Guard/2,0

La Metrosep A Supp 4 Guard/2,0 protegge efficacemente la colonna anionica IC Metrosep A Supp 4 - 250/2,0 da contaminanti presenti nel campione o nell'eluente.

