



Metrosep A Supp 19 Guard/2,0

6.01034.600

La Metrosep A Supp 19 Guard/2,0 protegge affidabilmente le colonne di separazione anioniche della famiglia di prodotti microbore Metrosep A Supp 19 dalle contaminazioni provenienti dal campione o dall'eluente, prolungando così in modo significativo la loro durata in servizio. Le precolonne e le colonne di separazione della famiglia di prodotti Metrosep A Supp 19 sono realizzate in PEEK e sono riempite con lo stesso materiale. Ciò garantisce che le prestazioni di separazione cromatografica non sia in alcun modo limitata.

Parti incluse 6.01034.600

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

