




Vassoio OMNIS IC AS COOL

6.02040.010

Vassoio raffreddato per l'alloggiamento dei rack dei campioni nell'OMNIS IC Autosampler. Il vassoio mantiene i campioni a una bassa temperatura controllata, consentendo l'analisi di composti sensibili alla temperatura. Il posizionamento e la gestione del rack corrispondono al vassoio AS standard, consentendo un funzionamento affidabile e preciso durante la campionatura automatizzata. Il vassoio può essere integrato senza problemi nel sistema dell'autocampionatore e rimosso facilmente per consentire un comodo caricamento e una comoda preparazione dei rack dei campioni direttamente sul banco da laboratorio prima del loro inserimento nell'autocampionatore.

Accessori opzionali

6.02041.530

Rack dei campioni OMNIS 6 x 50 mL



Rack dei campioni per il contenimento di 6 bottiglie da 50 mL nell'autocampionatore OMNIS IC. La geometria del rack è adattata alle dimensioni dei vial per garantire un posizionamento preciso e una gestione stabile durante la campionatura automatizzata. I rack possono essere montati senza problemi sul vassoio AS/ASCOOL.

6.02041.540

Rack dei campioni OMNIS 12 x 22 mm



Rack dei campioni per il contenimento di 12 vial con DE di 22 mm nell'autocampionatore OMNIS IC. La geometria del rack è adattata alle dimensioni dei vial per garantire un posizionamento preciso e una gestione stabile durante la campionatura automatizzata. I rack possono essere montati senza problemi sul vassoio AS/ASCOOL.

6.02041.500

Rack dei campioni OMNIS 24 x 10 mL



Rack dei campioni per il contenimento di 24 vial da 10 mL nell'autocampionatore OMNIS IC. La geometria del rack è adattata alle dimensioni dei vial per garantire un posizionamento preciso e una gestione stabile durante la campionatura automatizzata. I rack possono essere montati senza problemi sul vassoio AS/ASCOOL.

6.02041.510

**Rack dei campioni OMNIS 40
x 5 mL**



Rack dei campioni per il contenimento di 40 vial da 5 mL nell'autocampionatore OMNIS IC. La geometria del rack è adattata alle dimensioni dei vial per garantire un posizionamento preciso e una gestione stabile durante la campionatura automatizzata. I rack possono essere montati senza problemi sul vassoio AS/ASCOOL.

6.02041.520

**Rack dei campioni OMNIS 48
x 11 mm**



Rack dei campioni per il contenimento di 48 vial con DE di 11 mm nell'autocampionatore OMNIS IC. La geometria del rack è adattata alle dimensioni dei vial per garantire un posizionamento preciso e una gestione stabile durante la campionatura automatizzata. I rack possono essere montati senza problemi sul vassoio AS/ASCOOL.

6.02041.550

**Rack dei campioni OMNIS 2 x
200 mL**



Rack dei campioni per il contenimento di 2 bottiglie da 200 mL nell'autocampionatore OMNIS IC. La geometria del rack è adattata alle dimensioni dei vial per garantire un posizionamento preciso e una gestione stabile durante la campionatura automatizzata. I rack possono essere montati senza problemi sul vassoio AS/ASCOOL.