



Bottiglia in PP, 200 mL

6.02743.040

Vial per campioni di alta qualità in polistirene (PS), progettato per integrarsi perfettamente con l'OMNIS IC Autosampler e per la gestione e analisi sicure di campioni, reattivi e standard. Prodotto e imballato in condizioni di camera bianca (ISO classe 7 secondo la norma DIN EN ISO 14644-1), il vial assicura bassi livelli di impurità e prestazioni affidabili in sequenze di lavoro di routine in laboratorio.

Quantità: 1 pezzo

Accessori opzionali

6.02041.550

Rack dei campioni OMNIS 2 x 200 mL



Rack dei campioni per il contenimento di 2 bottiglie da 200 mL nell'autocampionatore OMNIS IC. La geometria del rack è adattata alle dimensioni dei vial per garantire un posizionamento preciso e una gestione stabile durante la campionatura automatizzata. I rack possono essere montati senza problemi sul vassoio AS/ASCOOL

6.02743.090

Tappo a vite con setto



Il tappo a vite con setto è perfetto per mantenere i campioni e gli standard per un periodo prolungato. Tappo a vite con setto per bottiglia in PP, da 50 mL (6.02743.030); bottiglia in PE, da 125 mL (6.1627.000) e bottiglia in PE da 50 mL (6.1608.100).

Con 858 Professional Sample Processor è necessario montare l'ago per campioni rivestito in acciaio (6.2624.200) oppure l'ago pick-up (6.2624.100) per bucare il setto.