



## **Tappo a vite con setto, 12 pezzi**

6.02743.097

Tappo a vite con setto integrato, progettato per lo stoccaggio e la gestione sicuri di campioni, standard e reattivi. Il setto consente l'accesso automatizzato al campione, riducendo allo stesso tempo al minimo le impurità e l'evaporazione, il che lo rende ideale per sequenze di lavoro automatizzate in laboratorio. Il suo design robusto assicura una tenuta affidabile e prestazioni sicure durante la preparazione dei campioni e l'analisi.

**Quantità:** 12 pezzi

## Accessori opzionali

6.02743.030

**Bottiglia PP, 50 mL, 12 pezzi**



Le bottiglie da 50 mL sono realizzate in plastica polipropilene (PP) e sono utilizzabili per campioni, standard, standard di controllo e soluzioni di lavaggio. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca. Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.

---

6.02743.040

**Bottiglia in PP, 200 mL**



Vial per campioni di alta qualità in polistirene (PS), progettato per integrarsi perfettamente con l'OMNIS IC Autosampler e per la gestione e analisi sicure di campioni, reattivi e standard. Prodotto e imballato in condizioni di camera bianca (ISO classe 7 secondo la norma DIN EN ISO 14644-1), il vial assicura bassi livelli di impurità e prestazioni affidabili in sequenze di lavoro di routine in laboratorio.

**Quantità:** 1 pezzo

---