



Micro Ag Titrode

6.0433.110

Elettrodo ad anello d'argento combinato con una membrana di vetro pH come elettrodo di riferimento, rastremato a un diametro di 6,4 mm.

Questo elettrodo, privo di manutenzione, è adatto alle titolazioni per precipitazione con valore di pH costante (titolante nitrato di argento) ad es. di

- Cloruro, bromuro, ioduro
- Solfuri
- Idrogeno solforato
- Mercaptano
- Cianuro

Questo elettrodo viene conservato in acqua distillata.

A seconda dell'applicazione, si raccomanda l'impiego di un Ag Titrode con rivestimento Ag_2S , ordinabile.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)


