



Micro Pt Titrode (lunghezza di inserimento 17,8 cm)

6.0434.110

Elettrodo ad anello in platino combinato con una membrana di vetro pH come elettrodo di riferimento, lunghezza di inserimento = 17,8 cm, rastremato a un diametro di 6,4 mm.

Questo elettrodo privo di manutenzione, è adatto alle titolazioni redox con valore di pH costante, ad es.:

- Iodometria
- Cromatometria
- Cerimetria
- Permanganometria

Questo elettrodo viene conservato in acqua distillata.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)

