




Kit di accessori: OMNIS IC AS

6.05000.050

Set di accessori per completare l'installazione dell'OMNIS IC Autosampler.

Parti incluse 6.05000.050

Order Number	Descrizione	Quantità
6.01816.010	Tubo in silicone, 8/12 mm, 2 m Tubo di scarico	2 PCS
		
6.02040.000	OMNIS IC AS Tray Vassoio per l'alloggiamento dei rack dei campioni nell'autocampionatore OMNIS IC. Il vassoio fornisce una base stabile per il posizionamento sicuro e preciso dei rack dei campioni durante la campionatura automatizzata. La sua geometria è progettata per garantire una gestione stabile e un funzionamento affidabile nell'ambito delle sequenze di lavoro analitiche di routine. Il vassoio può essere integrato senza problemi nel sistema dell'autocampionatore e rimosso facilmente per consentire un comodo caricamento e una comoda preparazione dei rack dei campioni direttamente sul banco da laboratorio prima del loro inserimento nell'autocampionatore.	1 PCS
		
6.02041.510	Rack dei campioni OMNIS 40 x 5 mL Rack dei campioni per il contenimento di 40 vial da 5 mL nell'autocampionatore OMNIS IC. La geometria del rack è adattata alle dimensioni dei vial per garantire un posizionamento preciso e una gestione stabile durante la campionatura automatizzata. I rack possono essere montati senza problemi sul vassoio AS/ASCOOL.	2 PCS
		

6.02061.120

Raccogliocce, Extension

1 PCS

Raccogliocce intelligente per Extension.



6.02743.027

Vial in PS, 5 mL, 200 pezzi

1 PCS



Vial per campioni monouso con indicazione del volume prodotti da polistirene di alta qualità (PS), progettati specificamente per l'utilizzo con gli OMNIS IC Autosampler. Con un volume di 5 mL e una geometria ottimizzata (a fondo piatto), questi vial assicurano un'integrazione completa, una gestione sicura e un'automazione affidabile.

Prodotti e imballati in condizioni di camera bianca (camera bianca classe 7 secondo la norma DIN ISO 14644), i vial per campioni di Metrohm sono progettati per applicazioni ad elevata purezza. Sono convalidati per assicurare livelli di impurità minimi, il che li rende ideali per l'analisi delle tracce nella cromatografia ionica, dove anche piccole impurità possono compromettere i risultati.

Quantità: 200 pezzi

6.02743.030

Bottiglia PP, 50 mL, 12 pezzi

1 PCS



Le bottiglie da 50 mL sono realizzate in plastica polipropilene (PP) e sono utilizzabili per campioni, standard, standard di controllo e soluzioni di lavaggio. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca. Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.

6.02743.087

**Tappo in PP, DE 11,5 mm, 200 pezzi**

1 PCS

Tappi per vial per campioni in polistirene da 5 mL realizzati in polipropilene. I tappi vengono prodotti e imballati in condizioni di camera bianca (camera bianca classe 7 secondo la norma DIN ISO 14644) e assicurano applicazioni IC ad elevata purezza.

Quantità: 200 pezzi

6.02743.097

**Tappo a vite con setto, 12 pezzi**

1 PCS

Tappo a vite con setto integrato, progettato per lo stoccaggio e la gestione sicuri di campioni, standard e reattivi. Il setto consente l'accesso automatizzato al campione, riducendo allo stesso tempo al minimo le impurità e l'evaporazione, il che lo rende ideale per sequenze di lavoro automatizzate in laboratorio. Il suo design robusto assicura una tenuta affidabile e prestazioni sicure durante la preparazione dei campioni e l'analisi.

Quantità: 12 pezzi