




Equipaggiamento IC: ultrafiltrazione in linea 2 - modalità pull

6.05330.010

Kit di accessori per ultrafiltrazione in linea 2 - modalità pull. Per l'utilizzo con lo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus.

Parti incluse 6.05330.010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.070	Viti di fissaggio corte
Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.		



1 PCS

6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm



1 PCS

6.1831.060

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 1 m

Per dialisi in linea e per Sample Changers. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



4 PCS

6.1803.040

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 1 m

Capillare per il campione in IC.



1 PCS

6.2744.030

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 4 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 4 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



1 PCS

6.02057.030

Supporto per cella di ultrafiltrazione 2

Supporto per il montaggio della cella di ultrafiltrazione 2 6.02729.110 sullo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus.



1 PCS

6.02729.110

Cella di ultrafiltrazione 2

Per l'ultrafiltrazione in linea di campioni insieme allo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus. Come alternativa alla filtrazione manuale complessa con filtro per siringa.



1 PCS

6.1826.330

Tubi di pompaggio LFL (arancio/bianco), 3 stopper

Per tutti gli strumenti IC con pompa peristaltica



1 PCS

6.1826.390

Tubo di pompaggio LFL (giallo/giallo), 3 stopper

Per la soluzione campione nell'Inline Filtration.



1 PCS

6.2714.020

Membrana di filtrazione in cellulosa rigen., 0,2 µm, 50 pz.

Grandezza nominale dei pori: 0,2 µm. Set da 50 pezzi. Per filtrazione in linea.



1 PCS

6.2744.000

Viti di fissaggio in PVDF

Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea (connessioni dei capillari in PTFE)



1 PCS

6.2831.010

Pinze in plastica

Per membrane di filtrazione e di dialisi



1 PCS

6.1803.100

Capillari PTFE 0,5 mm diam. int. / 40 cm

Capillari per filtrazione e dialisi

