



Elettrodo di riferimento LL-Ag/AgCl per CVS

6.0728.130

Sistema di riferimento interno con elettrolita $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Per l'utilizzo con contenitore per elettrolita in plastica 6.1245.010.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1245.010	Contenitore per elettrolita in plastica Contenitore per elettrolita in plastica con diaframma ceramico per elettrodo di riferimento doppia giunzione.



6.2112.130

Adattatore spina di contatto 5,5 mm / contatto a vite, dorato

Per elettrodi VA

