




Cella di misura della conducibilità $c = 0,8 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso)

6.0912.110

Cella di misura della conducibilità con costante di cella $c = 0,8 \text{ cm}^{-1}$, con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (4 x B (4 mm)). Grazie allo stelo di plastica in PP robusto/a prova di rottura e alla protezione antiurto, questo sensore è molto resistente dal punto di vista meccanico ed è adatto a misure di conducibilità medie come ad es. in:

- Acqua potabile
- Acqua di superficie
- Acque reflue

Il sensore può essere utilizzato insieme all'856 Conductivity Module con la scatola adattatore (6.2103.160).

Parti incluse 6.0912.110

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm	1 Stk



Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene

6.2008.040

Porta punta

1 Stk



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.

Accessori opzionali

6.2301.060

Standard ionico KCl 250 mL



KCl standard ionico (250 mL, $c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), può essere usato anche come soluzione standard per conducibilità 12.88 mS/cm (25 °C).

6.2324.110

Standard di conducibilità 100 $\mu\text{S/cm}$ 5x30mL



Standard per la calibrazione di celle di misura conduttometriche con cella costante $c = 0,1/\text{cm}$.

6.2324.010

Conductivity standard 100 μS /cm 250 mL



Standard di conducibilità per la calibrazione delle celle di misura conduttimetrica con costante di cella = 0.1/cm

6.2103.160

**Adattatore 4 x connettore B –
spina N**



Box adattatore per la connessione delle tradizionali celle di misura della conducibilità Metrohm con 4 spine a banana all'856 Conductivity Module.