



Cella di misura della conducibilità a 5 anelli $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso)

6.0915.130

Cella di misura della conducibilità a 5 anelli con costante di cella $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (1,2 m) per il collegamento all'856 Conductivity Module.

Questo sensore è adatto alle misure di conducibilità medie come ad es. in:

- Acqua potabile
- Acqua di superficie
- Acque reflue

Parti incluse 6.0915.130

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene	1 Stk



Accessori opzionali

6.2301.060

Standard ionico KCl 250 mL

KCl standard ionico (250 mL, $c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), può essere usato anche come soluzione standard per conducibilità 12.88 mS/cm (25°C).



6.2324.110

**Standard di conduttività 100
μS/cm 5x30mL**

Standard per la calibrazione di celle di misura conduttometriche
con cella costante $c = 0,1/\text{cm}$.



6.2324.010

**Conductivity standard 100 μ S
/cm 250 mL**

Standard di conduttività per la calibrazione delle celle di misura
conduttimetrica con costante di cella = 0.1/cm

