



Metrosep A Supp 10 - 75/2,0

6.1020.270

La colonna di separazione Metrosep A Supp 10 - 75/2,0 è basata su un copolimero di polistirene/divinilbenzene con una grandezza delle particelle di soli 4,6 µm. Questo sistema di colonna affermato e ottimizzato da Metrohm si contraddistingue per la sua struttura robusta, la grande selettività e le eccellenti prestazioni di separazione. Le colonne di separazione da 2 mm Metrosep A Supp 10 sono dello stesso materiale delle rispettive colonne di separazione da 4 mm. Le proprietà della colonna possono essere adattate in modo mirato alla specifica applicazione mediante temperatura, portata e composizione dell'eluente.

La capacità della Metrosep A Supp 10 - 75/2,0 è stata ottimizzata per due aspetti: matrice e velocità. Anche nei campioni con un'elevata forza ionica è possibile una rapida separazione delle sequenze di basi degli anioni standard. Particolarmente adatta per applicazioni IC-MS.

Parti incluse 6.1020.270

Order Number	Descrizione	Quantità
6.2744.060	Tappo filettato	2 PCS



Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

Accessori opzionali

6.1020.600

**Metrosep A Supp 10 Guard/2,
0**



La colonna Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 protegge efficacemente le colonne di separazione microbore A Supp 10 dai contaminanti. Grazie all'«On Column Guard System», la colonna si contraddistingue per l'estrema facilità d'uso. La precolonna viene semplicemente avvitata direttamente sulla colonna analitica, senza necessità di utensili