



Metrosep A Supp 16 - 150/2,0

6.1031.220

La Metrosep A Supp 16 - 150 nella versione microbore è particolarmente adatta per problemi di separazione a media capacità. Grazie al diametro interno inferiore di questo tipo di colonna e ai flussi più piccoli, il consumo di eluente si riduce drasticamente. Grazie ai flussi più bassi, aumenta sia il tempo di permanenza degli anioni nel rivelatore che le aree di picco, mentre la quantità del campione rimane identica. Le colonne di separazione microbore vengono impiegate insieme all'MSM-LC. Le colonne di separazione da 2 mm Metrosep A Supp 16 sono dello stesso materiale delle rispettive colonne di separazione da 4 mm. La versione media di questo tipo di colonna viene impiegata per applicazioni universali.

La colonna è particolarmente adatta per applicazioni che presentano un elevato carico ionico ma che non richiedono la massima risoluzione. Grazie alla ridotta portata di eluente, questa colonna è particolarmente adatta per l'accoppiamento IC-MS.

Parti incluse 6.1031.220

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1031.600	Metrosep A Supp 16 Guard/2,0	
	La Metrosep A Supp 16 Guard/2,0 protegge efficacemente le colonne di separazione Metrosep A Supp 16 con 2 mm di diametro interno dai contaminanti. Grazie all'«On Column Guard System», la precolonna si contraddistingue per l'estrema facilità d'uso. La precolonna viene semplicemente avvitata sulla colonna analitica. L'operazione non richiede utensili.	
6.1031.610	Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0	
	La Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0 protegge efficacemente le colonne di separazione Metrosep A Supp 16 con 2 mm di diametro interno dai contaminanti. La precolonna viene semplicemente collegata con la colonna mediante collegamento capillare. L'operazione non richiede utensili.	