



Optrode M2

6.1125.000

Sensore ottico per titolazioni fotometriche con 8 lunghezze d'onda disponibili. La modifica della lunghezza d'onda può avvenire tramite software (da tiamo 2.5) o con magnete. Lo stelo di vetro è completamente resistente ai solventi e facile da pulire. Il sensore salvaspazio è adatto ad es. per:

- titolazioni non acquose secondo USP o EP
- Determinazioni dei gruppi terminali carbossilici
- TAN/TBN secondo ASTM D974
- Determinazione del solfato
- Fe, Al, Ca in calcestruzzo
- Durezza dell'acqua
- Solfato di condroitina secondo USP

Il sensore non è adatto per la determinazione di concentrazioni mediante misura dell'intensità del colore (colorimetria).

Parti incluse 6.1125.000

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1903.030	Barra di agitazione / 25 mm Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.	1 Stk
		
6.2008.040	Porta punta Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.	1 Stk
		

Accessori opzionali

6.02117.000

Alimentatore USB 5 V / 2,1 A



Caricatore USB per 946 Portable VA Analyzer.

Alimentatore per l'alimentazione elettrica del 6.1115.100 Optrode, se su uno strumento Metrohm non è presente un connettore USB apposito (come ad es. in strumenti più vecchi).

6.02109.000

Cavo adattatore OMNIS



Questo cavo adattatore presa F su spina P è adatto come connettore di un sensore senza rilevatore di temperatura con cavo fisso (ad es. Optrode o Solvotrode easyClean) sul modulo di misura analogico di OMNIS.

6.2151.100

Adattatore USB Mini (OTG) - USB A



Per la connessione di strumenti USB.