



Rack dei campioni, 48 x 11 mL, (Al)

6.2041.200

Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 48 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Materiale: alluminio (Al)

Accessori opzionali

6.2743.100

**Vial PP, 0,7 ml, forma a U,
1000 pezzi**



Ottimizza il recupero del campione con questo vial da 0,7 mL progettato per applicazioni analitiche a basso volume. Il vial presenta un inserto a basso volume residuo che consente un'estrazione efficiente del campione, riducendo al minimo lo scarico.

Quantità: 1000 pezzi

6.2743.107

**Vial PP, 0,7 ml, forma a U, 100
pezzi**



Ottimizza il recupero del campione con questo vial da 0,7 mL progettato per applicazioni analitiche a basso volume. Il vial presenta un inserto a basso volume residuo che consente un'estrazione efficiente del campione, riducendo al minimo lo scarico.

Quantità: 100 pezzi

6.2743.110

**Vial PP, 0,3 ml, forma a V,
1000 pezzi**



Ottimizza il recupero del campione con questo vial da 0,3 mL progettato per applicazioni analitiche a basso volume. Il vial presenta un inserto a basso volume residuo che consente un'estrazione efficiente del campione, riducendo al minimo lo scarico.

Quantità: 1000 pezzi

6.2743.117

Vial PP, 0,3 ml, forma a V, 100 pezzi



Ottimizza il recupero del campione con questo vial da 0,3 mL progettato per applicazioni analitiche a basso volume. Il vial presenta un inserto a basso volume residuo che consente un'estrazione efficiente del campione, riducendo al minimo lo scarico.

Quantità: 100 pezzi

6.7303.100

Vial vetro, 1,8 ml, forma a U, 100 pezzi




Ottimizza il recupero del campione con questo vial con anello a scatto universale da 1,8 mL progettato per applicazioni analitiche a basso volume.

Quantità: 100 pezzi

6.7303.110

Tappo a scatto con setto rosso, 100 pezzi




Tappo a scatto con setto per vial da 11 mm. Garantisce una tenuta affidabile e un'ampia compatibilità chimica per le analisi di routine in laboratorio.

Quantità: 100 pezzi

6.2743.120

**Tappo a scatto con setto rosso
/bianco, 1000 pezzi**



Tappo a scatto con setto per vial da 11 mm. Garantisce una tenuta affidabile e un'ampia compatibilità chimica per le analisi di routine in laboratorio

Quantità: 1000 pezzi

6.2743.127

**Tappo a scatto con setto blu,
100 pezzi**



Tappo a scatto con setto per vial da 11 mm. Garantisce una tenuta affidabile e un'ampia compatibilità chimica per le analisi di routine in laboratorio

Quantità: 100 pezzi