



Piatto della bilancia per cestello portacampioni

6.2068.010

6.2067.100

Il piatto della bilancia è progettato per il beaker da 120 mL PP (6.1459.300) e viene inserito nel cestello portacampioni dell'864 Balance Sample Processor.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1459.300	Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 250 pezzi
	Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi

