




Rack dei campioni, 20 x 120 mL, (PP)

6.2068.010

Rack dei campioni per 864 Balance Sample Processor adatto a 20 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300.

Plastica: polipropilene (PP)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1459.300	Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 250 pezzi
	Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi



6.1562.240

Punta di pipettaggio 1-10 mL (200 pezzi)

Punte Eppendorf per l'utilizzo nell'864 Robotic Balance Sample Processor



6.2067.100

Piatto della bilancia per cestello portacampioni 6.2068.010

Il piatto della bilancia è progettato per il beaker da 120 mL PP (6.1459.300) e viene inserito nel cestello portacampioni dell'864 Balance Sample Processor.

