



Strumento di taglio per capillari

6.2621.080

Strumento per il taglio semplice di capillari in plastica, 1/16" e 1/8", con 5 lame di ricambio incluse.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1803.040	Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 1 m Capillare per il campione in IC.



6.1803.080

Capillare in PTFE 0.97 mm i.d. / 1 m

Capillare per la filtrazione, per l'IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



6.1831.010

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



6.1831.030

Capillare in PEEK 0.75 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



6.1831.060

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 1 m

Per dialisi in linea e per Sample Changers. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit

