



Kit di accessori: Vario/Flex SeS

6.5000.020

Kit di accessori per la soppressione sequenziale (SeS) per strumenti Professional IC Vario e Compact IC Flex. Senza rotore di soppressione.

Parti incluse 6.5000.020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1602.150	Sifone per bottiglia / GL 45 - 3 x UNF 10/32
Per collegare capillari 1/16". Da usare per le soluzioni ausiliarie dell'MSM e nella MISP.		



1 PCS

6.1608.020

Bottiglia / 1000 mL / GL 45

Bottiglia per soluzioni ausiliarie.



1 PCS

6.1803.030

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m

Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



2 PCS

6.2744.040

2 accoppiatori UNF 10/32

Per collegare capillari da 1/16 in. Per gli strumenti IC



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



1 PCS

6.2744.090

Viti di fissaggio lunghe

Versione lunga. Con connessione UNF 10/32. 2 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK. Per strumenti IC.



1 PCS

6.2835.010

Raccordo per modulo MSM e SPM

Raccordo universale per MSM negli strumenti Professional IC Vario e Compact Flex, nonché per modulo MSM-HC e SPM. Con linee di alimentazione e scarico.



1 PCS

6.2837.100

CO2 Absorber

Cartuccia assorbente per rimuovere CO₂ dall'aria aspirata dall'MCS. La cartuccia viene utilizzata senza cartuccia assorbente di H₂O.

