




Kit per correzione di pH sull' 845 Eluent Synthesizer

6.5329.000

Correzione di pH per Eluent Synthesizer. Incluso elettrodo di pH e accessori aggiuntivi.

Parti incluse 6.5329.000

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1446.000	Stopper SGJ / B-14/(15)	1 PCS



6.1446.040	Stopper con filettatura M6	2 PCS
------------	----------------------------	-------



6.1602.190	Testa della bottiglia dell'eluente, 1 x SGJ 14, 4 x M6	1 PCS
------------	--	-------




Testa della bottiglia dell'eluente per connettere fino a 4 tubi con connessione M6. Per bottiglie dell'eluente dell'Eluent synthesizer.

6.1838.010

Tuboi di connessione per 845, 85 cm

1 PCS

Connessione bottiglia dell'eluente all'Eluent Synthesizer - Titrino



6.2148.010

Remote Box MSB

1 PCS

Interfaccia remote aggiuntiva per la connessione di strumenti che possono essere controllati tramite linee remote. Con cavi fissi permanenti.



6.2726.090

Valvola antidiffusione

1 PCS

Per punte di buretta antidiffusione 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



6.3026.210

Unità Intercambiabile da 10 mL

1 PCS

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE /PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.

