



# Supporto di misura (scTRACE Gold) di ricambio per il 946 Portable VA Analyzer

6.5340.010

Supporto di misura per scTRACE Gold completo, costituito da piastra di base, anello trasparente e sonda di misura.

## Accessori opzionali


| Order no.   | Descrizione       |
|-------------|-------------------|
| 6.01204.000 | Punta per agitare |

Punta per agitare per 946 Portable VA Analyzer.



6.01408.000 O-ring 46 x 2,5 mm

Per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer. Set da 2 pezzi.



---

6.02621.000 Chiave a forchetta 4 mm



---

6.1258.000 scTRACE Gold (set con 4 pezzi)

Elettrodo a microfilo in oro a base di una pellicola sottile per la determinazione di arsenico nei campioni di acqua. Lo scTRACE Gold è un sensore voltammetrico combinato per la voltammetria. Elettrodo da lavoro in microfilo d'oro, elettrodo di riferimento Ag/AgCl ed elettrodo ausiliario in carbonio si trovano su di un unico sensore. Facile da usare e praticamente esente da manutenzione, con lo scTRACE Gold può essere determinato per es. l'arsenico nell'acqua a livello di tracce. Assieme al corpo dell'elettrodo 6.1241.080 può essere utilizzato in ogni strumento di misura voltammetrico Metrohm.

