




Equipaggiamento per il lavaggio/aspirazione per 869 Compact Sample Changer o 862 Compact Titrosampler

6.5621.000

Per l'impiego dell'869 Compact Sample Changers o dell'862 Compact Titrosampler in combinazione con una pompa per il lavaggio/aspirazione.

Parti incluse 6.5621.000

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1543.120	Punta di aspirazione / filettatura M8
		Da usare con 703 Ti Stand e 681 Pump Unit, se si utilizza il sifone 6.1805.200



3 PCS 6.1805.020 Tubo in FEP / M6 / 52 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1805.200 Tubo in PTFE / M8 / 0.5 m



1 PCS 6.1808.240 Distributore per lavaggio / aspirazione per il 869
Compact Sample Changer

Distributore con connettore 3 x M6, 1 x M8 e 2 x 1/8 per l'utilizzo di
equipaggiamento di lavaggio e aspirazione sull'869 Compact Sample
Changer.



3 PCS 6.2740.020 Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.

