



Vial vetro, 1,8 ml, forma a U, 100 pezzi

6.7303.100

Ottimizza il recupero del campione con questo vial con anello a scatto universale da 1,8 mL progettato per applicazioni analitiche a basso volume.

Quantità: 100 pezzi

Accessori opzionali

6.02041.520

**Rack dei campioni OMNIS 48
x 11 mm**



Rack dei campioni per il contenimento di 48 vial con DE di 11 mm nell'autocampionatore OMNIS IC. La geometria del rack è adattata alle dimensioni dei vial per garantire un posizionamento preciso e una gestione stabile durante la campionatura automatizzata. I rack possono essere montati senza problemi sul vassoio AS/ASCOOL.

6.2041.200

**Rack dei campioni, 48 x 11
mL, (Al)**




Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 48 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Materiale: alluminio (Al)

6.7303.110

**Tappo a scatto con setto
rosso, 100 pezzi**




Tappo a scatto con setto per vial da 11 mm. Garantisce una tenuta affidabile e un'ampia compatibilità chimica per le analisi di routine in laboratorio.

Quantità: 100 pezzi

6.7303.310

**Rack dei campioni con 112
posizioni per campioni liquidi**

Per campioni liquidi.



6.7303.000

**Kit per liquidi per MMS 5000,
112 posizioni**

Kit per liquidi per MMS 5000 con supporto per liquidi, siringa da 100 µL con ago sostituibile e 100 vials con collo crimp.

