




QT-Sampler

BWT-840001283

Il QT-Sampler è un accessorio per le misure Raman a trasmissione, che consente di testare l'uniformità del contenuto delle compresse farmaceutiche. Compatibile con i-Raman NxG 785H.

Le aperture e i supporti per i campioni sono venduti separatamente.

Parti incluse BWT-840001283

Order Number	Descrizione	Quantità
BWT-840001177	Strumento di rimozione apertura Strumento di rimozione apertura per la sostituzione semplice di diverse aperture, per una dimensione dello spot Raman ottimale, per trasmissione Raman con QT-Sampler. TOOL-APERTURE	1 PCS
		
BWT-840001153	Valigetta di trasporto per QT-Sampler Valigetta di trasporto in policarbonato leggera, di colore nero, per il modulo QT-Sampler. Impermeabile, indeformabile e antipolvere con rivestimento a cubi in espanso. CCRM QT-Sampler	1 PCS
		

Accessori opzionali

BWT-840000940

Set di inserimento campioni e ottica QT-Sampler – 2 mm

Set con apertura di eccitazione 2 mm, apertura di raccolta, supporto del campione grande rotondo e supporto per campioni grande quadrato per il QT-Sampler.



BWT-840000941

Set di inserimento campioni e ottica QT-Sampler – 4 mm

Set con apertura di eccitazione 4 mm, apertura di raccolta, supporto del campione grande rotondo e supporto per campioni grande quadrato per il QT-Sampler.



BWT-840000942

Set di inserimento campioni e ottica QT-Sampler – 6 mm

Set con apertura di eccitazione 6 mm, apertura di raccolta, supporto del campione grande rotondo e supporto per campioni grande quadrato per il QT-Sampler.



BWT-840000934

**Riferimento in polistirolo per
QT-Sampler**

Riferimento in polistirolo per l'accessorio QT-Sampler per le
misure Raman a trasmissione.

