



# Eco Dosimat

2.1007.0010

Eco Dosimatは、マグネチックスターラおよびタッチディスプレイ内蔵の汎用可能なディスペンサーです。

以下のようなラボでの従来の作業において、効率と正確さを高めることができます

- 分量の正確な計量。
- 手動での滴定。
- イオン標準液の調製。
- あらかじめ設定された吐出速度による管理された吐出。

実行されたすべての作業に対して、GLP準拠のレポートをPDF形式で保存または印刷することができます。

手動の滴定および吐出制御のためのプッシュボタンケーブルを含みます。

5、10、20、および50 mLのシリンダーユニットが自由に選択可能です。

納品範囲 2.1007.0010

| Qt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Order no.   | 説明          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 PCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1007.0010 | Eco Dosimat |
| <p>Eco Dosimatは、マグネチックスターラおよびタッチディスプレイ内蔵の汎用可能なディスペンサーです。</p> <p>以下のようなラボでの従来の作業において、効率と正確さを高めることができます</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 分量の正確な計量。</li> <li>● 手動での滴定。</li> <li>● イオン標準液の調製。</li> <li>● あらかじめ設定された吐出速度による管理された吐出。</li> </ul> <p>実行されたすべての作業に対して、GLP準拠のレポートをPDF形式で保存または印刷することができます。</p> <p>手動の滴定および吐出制御のためのプッシュボタンケーブルを含みます。</p> <p>5、10、20、および50 mLのシリンダーユニットが自由に選択可能です。</p> |             |             |



|                                                                                                                                                                                       |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1 PCS                                                                                                                                                                                 | 6.1446.030 | Ball stopper / B-14/(15) |
|  A photograph of a white, cylindrical ball stopper with a slightly tapered top and bottom.       |            |                          |
| 1 PCS                                                                                                                                                                                 | 6.1446.080 | Threaded stopper / M8    |
|  A photograph of a white, cylindrical threaded stopper with a hexagonal base and a threaded top. |            |                          |

1 PCS

6.1543.060

Tip / M6 thread



---

1 PCS

6.1543.200

Titration tip / M6 thread



---

1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



---

1 PCS

6.1619.010

Adsorber complete, for Exchange Unit



2 PCS

6.1805.090

FEP tubing / M6 / 31 cm



---

1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



---

1 PCS

6.1819.020

Tube



---

1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



---

1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



---

1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



---

1 PCS

6.2021.020

Electrode holder





Eco Dosimat または Dosimat plus を用いた手動ドージングと手動滴定のためのハンドル



ピストンの取り付けおよび取り外しのためのツール。



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer  
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



---

1 PCS

6.1608.023

褐色ガラスボトル / 1000 mL / GL 45

交換ユニット用。補助溶液用ボトル。



## オプションアクセサリ

| Order no.   | 説明                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.03002.150 | シリンダーユニット Eco 5 mL<br><br>Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 5 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。   |
| 6.03002.210 | シリンダーユニット Eco 10 mL<br><br>Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 10 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。 |
| 6.03002.250 | シリンダーユニット Eco 50 mL<br><br>Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 50 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。 |
| 6.03002.220 | シリンダーユニット Eco 20 mL<br><br>Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。 |



## 2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

---

## 2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH

